

Orthopedische voorziening aan confectieschoenen (OVAC)

Beter lopen op uw eigen schoenen

Uw eigen schoenen lopen het lekkerst, maar soms kan het toch beter. Een beetje extra ondersteuning van uw voet, een kleine aanpassing aan zool of hak kan al een enorm verschil maken. Het lopen wordt vergemakkelijkt door een orthopedische voorziening die in of aan een confectieschoen wordt aangebracht (OVAC).

Een orthopedische voorziening aan confectieschoenen kan bestaan uit aanpassingen aan de binnenkant van de schoen, de hak of de zool, gecombineerd met een individueel aangemeten voetbed. Kleine aanpassingen kunnen al een groot verschil maken. Zo kan een verschil in beenlengte worden gecompenseerd, de afwikkeling van de voet worden bevorderd of meer stabiliteit worden verkregen tijdens het lopen. Een voetbed kan bijvoorbeeld de druk onder de voorvoet beter verdelen of de stand van de voet corrigeren.

Medische indicatie

Een orthopedische voorziening aan confectieschoenen wordt in veel gevallen voorgeschreven door een revalidatiearts, orthopedisch chirurg, reumatoloog of een huisarts. In het voorschrift (medische indicatie) staat vermeld wat het probleem precies is. Wij passen uw eigen confectieschoen aan op grond van de medische indicatie. Voor informatie over of de medische indicatie voldoende is voor vergoeding via uw zorgverzekeraar, kunt u contact opnemen met de receptioniste van ons bedrijf.

Wissel- en herhalingsparen

Over het algemeen vergoeden de zorgverzekeraars op zijn vroegst drie maanden na het verstrekken van de eerste orthopedische voorzieningen de aanpassing aan een extra paar schoenen als wisselpaar. Het eerste paar aangepaste schoenen mag na enige tijd, vervangen worden door een herhalingsvoorziening. De termijn die daarvoor geldt, verschilt per verzekeraar. Als er een nieuwe voorziening nodig is, omdat de medische indicatie is veranderd, is tussentijdse vergoeding ook mogelijk. Hiervoor is echter altijd een aanvraag nodig en een nieuwe medische indicatie.

Aanmeten

Uitgangspunt voor het aanbrengen van orthopedische voorzieningen zijn de schoenen die u zelf aanlevert. Het kan echter voorkomen dat de aangeboden schoen ongeschikt is volgens het vakkundige oordeel van de schoentechnicus. In dat geval wordt sterk geadviseerd om een andere schoen te kiezen. De Orthopedisch schoenmaker adviseert u over de keuze schoenen die voor u het beste zou zijn en waar u deze zou kunnen aanschaffen.

Gewenning

Het is verstandig om schoenen waarin een orthopedische voorziening is aangebracht, de eerste dagen regelmatig even af te wisselen met een ander paar. Uw voet moet tenslotte wennen aan een nieuwe stand of ondersteuning. Dit geldt met name als de orthopedische voorziening is gecombineerd met een individueel voetbed. Ook nieuwe confectieschoenen moeten worden ingelopen. Voor advies hierover, vraag aan uw schoenmaker welke opbouwschema voor u het beste zou zijn. De aangebrachte voorziening kan een geringe toename in het gewicht van de schoen veroorzaken.

Wij streven voortdurend naar toepassing van de lichtste materialen.

Aan- en uittrekken

Maak bij het aan -en uittrekken de sluiting van de schoenen altijd volledig los. Voor U is dat gemakkelijker en voor Uw schoenen beter.

Let U er wel op dat U bij het aantrekken de sluiting weer stevig vastmaakt, om zo voldoende ondersteuning van Uw schoenen te ondervinden.

Het is raadzaam om een goede schoenlepel te gebruiken om zo vervorming en stabiliteitsverlies te voorkomen.

Controle

6-8 weken na aflevering heeft u recht op een na-controle. Hiervoor wordt bij het afleveren een afspraak ingepland. Als u na twee weken na aflevering nog niet kunt wennen aan de nieuwe voorziening, is het verstandig terug te komen voor extra controle. Als er drukplekjes ontstaan waarbij de huid dreigt te beschadigen, dan moet u altijd zo spoedig mogelijk terugkomen. Met name voor diabetici is in dat geval extra controle van zeer groot belang.

Reparatie

Regelmatig onderhoud en tijdige reparatie verhogen het comfort van uw schoenen met orthopedische voorzieningen en verlengen de levensduur.

Garantie

Op orthopedische voorzieningen en voetbedden geldt een garantie van drie maanden op de pasvorm, behalve als de vorm van de voet zelf verandert binnen die periode. De garantie op het toegepaste materiaal bedraagt zes maanden. Wij maken alle orthopedische voorzieningen en voetbedden met de grootst mogelijke zorg. Mochten er onverhoopt toch problemen ontstaan, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met ons.